

إدارة التغذية المعوية: مضخة Joey (وضع EZ)

البدء

- استخدم منطقة عمل نظيفة
- نظف يديك جيدًا باستخدام الصابون والماء الدافئ على الأقل 20 ثانية (في حالة عدم توفر الماء والصابون، استخدم معقم اليدين المعتمد على الكحول)
- جفف يديك بمنشفة نظيفة

1 | تحضير التغذية المنزلية عبر الأنبوب

- أ. اجمع التركيبة ومستلزماتك، وضعها على منطقة العمل النظيفة. (انظر الشكل 1)
- ب. تحقق من تاريخ انتهاء الصلاحية على كرتونة التركيبة وتأكد من تطابق اسم التركيبة مع طلبك. امسحها بقطعة قماش نظيفة ورجها جيدًا قبل الفتح.

يجب تغطية الكراتين المفتوحة من التركيبة مباشرة وتبريدها في الثلاجة. يجب ألا يعلق المنتج في كيس التغذية لأكثر من 12 ساعة (إذا تم استخدام مسحوق معاد تكوينه، فلا يجب تعليقه في الكيس لأكثر من 4 ساعات).

استخدم أو تجاهل أي تركيبة مفتوحة في غضون 24 ساعة أو حسب توصيات الشركة المصنعة.

- ج. ضع منشفة على حجرك لأن التركيبة قد تتسرب أثناء الإعطاء.
- د. اجلس في وضع مستقيم أو ارفع رأس سريرك 30-45 درجة على الأقل. لا تستلق أثناء تناول الغذاء ولمدة ساعة على الأقل بعد التناول.

2 | إعطاء التغذية عبر الأنبوب

- أ. امسك كيس التغذية في وضع مستقيم، وافتح الغطاء واملأه بالكمية المطلوبة من التركيبة، ثم أغلق الغطاء بإحكام بعد ذلك. (انظر الشكل 2)
- ب. شغل المضخة بالضغط على مفتاح التشغيل في الزاوية اليمنى السفلية. (انظر الشكل 3)
- ج. اضغط على زر اختيار القائمة المقابل ◀ بجوار 'KEEP SETTINGS' (إبقاء الإعدادات) أو ▶ 'CLEAR SETTINGS' (مسح الإعدادات) لتنفيذ الإجراء المطلوب.

حدد 'KEEP SETTINGS' (إبقاء الإعدادات) للتشغيل اليومي.

- د. قم بتحميل كيس التغذية حسب الرسم التخطيطي أسفل باب المضخة. (انظر الشكل 4) أغلق الباب وانزع الغطاء البلاستيكي الشفاف عن نهاية الأنبوب. (انظر الشكل 5)

يرجى الرجوع إلى كتيب "دليل المريض للتغذية المعوية" للحصول على معلومات إضافية.

لا يُقصد من هذه المعلومات أن تكون بديلاً عن المشورة المهنية. يرجى اتباع توصيات طبيبك أو ممرضتك أو الصيدلي أو اختصاصي التغذية الخاص بعلاجك.

تهدف هذه التعليمات إلى تزويدك بالخطوات الأساسية لإدارة التغذية المعوية. يرجى الرجوع إلى الدليل المرجعي السريع لمضخة Joey للحصول على إرشادات أكثر تفصيلاً.



الشكل 1



الشكل 2



إدارة التغذية المعوية: مضخة Joey (وضع EZ)

- هـ. اضغط على ◀ 'PRIME PUMP' (المضخة الرئيسية) للوصول إلى خيارات تحضير المضخة ثم اضغط على ◀ 'AUTO PRIME' (التجهيز التلقائي) لتجهيز كيس التغذية تلقائيًا.
- و. اضغط على 'HOLD TO PRIME FEED' (امسك لتجهيز الغذاء) لتشغيل التركيبة يدويًا حتى نهاية الأنبوب ثم اضغط على ◀ 'DONE' (تم).
- ز. حدد ◀ 'ADJUST FEED' (ضبط الغذاء) ثم ◀ 'FEED RATE' (معدل الغذاء) واستخدم الأزرار الموجودة على اليسار لبرمجة المعدل المطلوب. حدد ◀ 'ENTER' (إدخال) عندما يتم تعيين المعدل.
- ح. إذا كان أنبوبك يحتوي على مشبك، فتأكد من أنه في الوضع المغلق قبل فتح غطاء نهاية أنبوب التغذية. إذا لم يكن أنبوبك يحتوي على مشبك، فاضغط على الأنبوب قبل فتح نهايته.
- ط. افتح غطاء أنبوب التغذية والأنابيب غير الملتصقة وأنبوب التغذية ببطء بالماء. (انظر الشكل 6)
- ي. وصل نهاية أنبوب التغذية بأنبوب التغذية الخاص بك. حدد ◀ 'RUN' (تشغيل).
- ك. بمجرد اكتمال التغذية، افصل كيس التغذية واستخدم الحقنة لغسل أنبوب التغذية ببطء بالماء.
- ل. أغلق نهاية أنبوب التغذية وأنبوب المشبك.
- م. اضغط على زر الطاقة لإيقاف تشغيل المضخة.
- ن. اشطف كيس التغذية جيدًا بالماء الدافئ بين الوجبات الغذائية.



الشكل 3



الشكل 4

استخدم كيس التغذية كل ٢٤ ساعة

جدول التغذية

جدول التغذية	
اسم (أسماء) التركيبة:	
مبلغ/يوم الهدف:	
معدل الهدف:	
الفاصل الزمني/التردد:	
ملاحظات إضافية:	



الشكل 5



الشكل 6



إدارة تدفق المياه

- تتم إدارة تدفق المياه لتوفير الترطيب ومنع انسداد الأنبوب.
- استخدم حقنة سعة 60 مل لشطف أنبوب التغذية ببطء بالماء الفاتر
- اشطف بـ _____ مل من الماء قبل تناول الغذاء و _____ مل من الماء بعد تناول الغذاء
- اغسل بـ _____ مل إضافي من الماء كل يوم

لا تستخدم أبدًا القوة المفرطة لشطف أنبوبك.

نصائح للنجاح

- لا تتناول تغذية أنبوبية إذا كانت معدتك متوترة أو في حالة قيء.
- إذا كنت تشعر بشعور غير مريح بالامتلاء، فبطئ من تناول الغذاء أو انتظر لمدة ساعة قبل تناول المزيد من الغذاء.
- لا تضع أي شيء آخر غير التركيبة أو الماء في الأنبوب ما لم يُطلب منك ذلك على وجه التحديد من قبل موفر الرعاية الصحية الخاص بك.

اتصل بممرضتك أو طبيبك وتحدث معهم
حول أي أسئلة أو مخاوف



يكون فريق Option Care Health الخاص بك متاحًا عند
الاتصال على مدار 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع،
365 يومًا في السنة لمساعدتك.

لعرض إرشادات الفيديو والوصول إلى موارد تعليمية إضافية، قم بزيارة
optioncarehealth.com/education

