

肠内营养施用： 重力袋

请参阅“患者肠内
营养指南”手册，
了解额外信息。

本信息不旨在替代专业建议。
请遵照医生、护士、药剂师或
营养师给您的治疗建议。



图 1




图 2



图 3

准备开始

- 使用清洁的工作区域
- 使用肥皂和温水彻底清洁双手至少 **20 秒**
(如果没有肥皂和水, 请使用酒精洗手液)
- 用干净的毛巾擦干双手

1 | 准备居家管饲

- A. 收集您的配方食物和用品, 放在清洁的工作区域。(参阅图 1)
- B. 确认配方食物盒上的到期日, 确保配方食物名称跟医嘱相符。
用干净的抹布擦拭顶部, 开封前摇匀。



打开的配方食物盒应立即盖上并冷藏。
产品不应在重力袋中悬挂超过 **12 小时**
(如果使用的是重组粉末, 则不应在袋中悬挂超过 4 小时)。
在 24 小时内或根据制造商的建议使用或弃置已打开的配方食物。

- C. 在腿上放一条毛巾, 因为在施用过程中配方食物可能会溢出。
- D. 坐直或者将床头抬起至少 30 至 45 度。请勿在管饲期间和之后至少一小时平躺。

2 | 施用管饲

- A. 将重力袋挂在静脉输液架。
- B. 确保重力袋管子的滚轮夹处于“关”或下的位置。(参阅图 2)
- C. 竖直持握重力袋, 打开盖子, 填充规定的配方食物量。(参阅图 3)
盖紧盖子, 从管子末端取下透明塑料套。(参阅图 4)
- D. 缓慢地将滚轮夹打开到“开”或上的位置 (参阅图 2), 让配方食物
流经管子, 直至到达末端以灌注管子, 然后再次关闭滚轮夹。

肠内营养施用：重力袋



- E. 如果饲管有夹具，那么在打开饲管的末端之前，请确保夹具处于关闭状态。如果饲管没有夹具，那么在打开末端之前用手指捏住饲管。
- F. 打开饲管帽，打开管子夹具，用水慢慢冲洗饲管。(参阅图 5)
- G. 将重力袋的末端连接到饲管，慢慢地将滚轮夹打开到“开”或上的位置。
- H. 想要控制喂饲的流量，请向上或向下调整滚轮夹的位置。
- I. 喂饲完成后，断开重力袋的连接，使用注射器用水慢慢冲洗饲管。
- J. 盖上饲管末端，并关闭管子夹具。
- K. 在喂饲间隔期，使用温水彻底冲洗重力袋。

每 24 小时使用一个重力袋。

喂饲时间表

配方食物名称：	
目标量/天：	
目标速度：	
间隔/频率：	
额外备注：	

施用水冲洗

施用水冲洗是为了给患者充分补水，并防止输液管堵塞。

- 使用 60 mL 的注射器用温水缓慢冲洗饲管。
- 喂饲前用 _____ mL 水冲洗，喂饲后用 _____ mL 水冲洗
- 每天用额外 _____ mL 水冲洗

切勿过度用力冲洗饲管。

确保成功的提示

- **请勿**在胃部不适或呕吐时进行管饲。
- 如果有饱腹的不舒服感觉，请减慢喂饲速度，或等待一小时后再进行喂饲。
- **请勿**向输液管注入配方食物或水以外的任何东西，除非医疗保健提供者有明确的指示。

如有任何疑问或疑虑，
请致电您的护士或医生



您的 Option Care Health 团队全年无休随时待命
为您效劳。

想要观看教学视频并获取额外教育资源，
请访问 optioncarehealth.com/education。