

# 取出 植入式輸注口針頭

請參閱您的「患者輸注治療指南」  
手冊，瞭解其他資訊。

本資訊目的非取代專業建議。  
請務必遵照醫師、護士或藥劑師的建議。

## 概覽

植入式輸注口（一般稱為輸注口）通常置入在需要長期 IV 靜脈輸注治療的患者體內。透過輸注口只需一針即可接入靜脈，還可以用於抽血化驗。

## 準備開始

- 使用清潔的工作區域
- 使用抗菌肥皂和溫水徹底清潔雙手  
(如果沒有肥皂和水，請使用含酒精的手部滅菌劑)
- 用乾淨的毛巾擦乾雙手

## 1 | 準備用品：

- A. 沖洗注射器
  - \_\_\_\_\_ mL 生理鹽水
  - \_\_\_\_\_ mL 肝素 \_\_\_\_\_ 單位/mL 肝素
- B. 酒精擦拭布
- C. 無菌紗布
- D. 非無菌手套
- E. 繃帶 (如需要)
- F. 尖銳物品容器 (如需要) 和/或垃圾桶

## 2 | 準備沖洗注射器

- A. 在使用注射器前，端蓋保持不動以拇指按壓，直到感覺柱塞移動。
- B. 旋轉摘掉端蓋，向前推柱塞，排出空氣和多餘溶液。按照護士指示的量排出多餘溶液。
- C. 重新蓋上注射器蓋，小心不要讓手觸碰到注射器頭。如果碰到，請用乾淨的注射器從頭開始。把注射器放在一邊備用。
- D. 對需要的所有沖洗注射器重複步驟。

## 3 | 利用生理鹽水沖洗輸注口針頭延長裝置

使用在第 2 步準備好的生理鹽水注射器。

- A. 用酒精擦拭布擦拭注射蓋至少 **15 秒**，然後風乾。
- B. 取下生理鹽水沖洗注射器的保護蓋。**請勿**在取下蓋子後觸碰注射器頭。
- C. 將生理鹽水沖洗注射器連接到注射蓋，如有指示，打開輸注管的夾子
- D. 使用「**間歇**」法沖洗輸注管。如遇阻力**請勿**強行沖洗；請致電護士或藥劑師。
  - \_\_\_\_\_ mL 生理鹽水
- E. 取下生理鹽水沖洗注射器並棄置於垃圾桶。

## 4 | 利用肝素沖洗輸注口針頭延長裝置(除非輸注口使用 Groshong® 尖頭,即 PowerPort®)

使用在第 2 步準備好的肝素注射器。

- A. 用酒精擦拭布擦拭注射蓋至少 **15 秒**，然後風乾。
- B. 取下肝素沖洗注射器的保護蓋。**請勿**在取下蓋子後觸碰注射器頭。
- C. 將肝素沖洗注射器連接到注射蓋，如有指示，打開輸注管的夾子。
- D. 使用「**間歇**」法沖洗輸注管。  
如遇阻力**請勿**強行沖洗；請致電護士或藥劑師。
  - \_\_\_\_\_ mL 肝素 \_\_\_\_\_ 單位/mL 肝素
- E. 如有指示，請關閉輸注管的夾子。
- F. 取下肝素沖洗注射器並棄置於垃圾桶。

## 潛在併發症

請務必向您的醫療照護提供者或護士及時報告任何潛在併發症。

有關如何照護輸注口的更多資訊，請參閱提供的「**植入式輸注口照護**」說明。

## 5 | 取出輸注口針頭

- A. 取下敷料，然後用單手指穩住輸注口。  
(如果是患者以外的人取下敷料和針頭，此人應戴非無菌手套。)
- B. 另一隻手向上拉針頭直至聽到咔聲，表示已啟動安全裝置。
- C. 取出針頭，棄置於尖銳物品容器。
- D. 如果出血，請用無菌紗布壓住出血位置直至停止出血，和/或使用繃帶（如需要）。