

Remoção de uma agulha de porta implantada

Consulte seu folheto “Guia do paciente para terapia de infusão” para obter informações adicionais.

Essas informações não substituem o aconselhamento profissional. Siga sempre as recomendações do seu médico, enfermeiro ou farmacêutico.

Visão geral

Uma porta implantada, geralmente chamada de porta, é frequentemente colocada em pacientes que necessitam de tratamento intravenoso de longo prazo. Uma porta permite o acesso IV com apenas uma picada de agulha e também pode ser usada para coletar sangue para exames de laboratório.

Introdução

- Use uma área de trabalho limpa
- Lave bem as mãos com sabão antibacteriano e água morna
(se não tiver água e sabão disponíveis, use um desinfetante para mãos a base de álcool)
- Seque suas mãos com uma toalha limpa

1 | Reúna seus suprimentos:

- Enxágue as seringas
 - _____ ml de solução salina
 - _____ ml de heparina _____ unidades/ml de heparina
- Lenços umedecidos com álcool
- Gaze estéril
- Luvas não estéreis
- Bandagem *(se necessária)*
- Recipiente para materiais perfurocortantes *(se necessário)* e/ou recipiente de descarte

2 | Prepare suas seringas de lavagem

- Antes de usar a seringa, pressione firmemente o êmbolo com a tampa da ponta ainda colocada, apenas até sentir o êmbolo se mover.
- Retire o ar e a solução excedente, girando a tampa da ponta para abri-la e empurrando o êmbolo para frente. Retire a solução extra até a quantidade instruída por seu enfermeiro.
- Coloque a tampa novamente, tendo cuidado para não tocar a ponta da seringa com sua mão. Se você tocar nela, precisará começar de novo com uma seringa limpa. Coloque a seringa de lado até que você esteja pronto para usá-la.
- Repita com todas as seringas de lavagem necessárias.

3 | Lave o conjunto de extensão da agulha de porta com solução salina

Uso da sua seringa de solução salina preparada na etapa n.º 2.

- Limpe a tampa da injeção com um lenço umedecido com álcool por, pelo menos, **15 SEGUNDOS** e deixe secar sozinha.
- Remova a tampa protetora da seringa com solução salina. **NÃO** toque na ponta da seringa depois de remover a tampa.
- Fixe a seringa de solução salina na tampa de injeção e abra a presilha no tubo, se indicado.
- Enxágue o tubo usando o método “**injetar/parar**”. **NÃO** tente fazer a lavagem se encontrar resistência. Ligue para o seu enfermeiro ou farmacêutico.
 - _____ ml de solução salina
- Remova e descarte a seringa com solução salina em um recipiente de descarte.

4 | Enxágue o conjunto de extensão da agulha da porta (exceto se a porta tiver ponta Groshong®, ou seja PowerPort®)

Usando sua seringa de heparina preparada na etapa n.º 2.

- A. Limpe a tampa da injeção com um lenço umedecido de álcool por, pelo menos, **15 SEGUNDOS** e deixe secar sozinha.
- B. Remova a tampa protetora da seringa com heparina. **NÃO** toque na ponta da seringa depois de remover a tampa.
- C. Fixe a seringa de heparina na tampa de injeção e abra a presilha no tubo, se indicado.
- D. Enxágue o tubo usando o método “injetar/parar”. **NÃO** tente fazer a lavagem se encontrar resistência. Ligue para o seu enfermeiro ou farmacêutico.
 - _____ ml de heparina _____ unidades/ml de heparina
- E. Feche a presilha no tubo, se indicado.
- F. Remova e descarte a seringa de heparina em um recipiente de descarte.

5 | Retire a agulha de porta

- A. Reitere o curativo, depois segure a porta firmemente com os dedos de uma mão.
(se alguém além do paciente estiver retirando o curativo e a agulha, essa pessoa deve usar luvas não estéreis.)
- B. Com a outra mão, puxe a agulha para cima até ouvir um clique indicando que o dispositivo de segurança foi ativado.
- C. Remova e descarte a agulha em um recipiente para materiais perfurocortantes.
- D. Se ocorrer sangramento, faça pressão com gaze estéril até parar e/ou coloque uma bandagem, se necessária.

Possíveis complicações

É importante comunicar prontamente quaisquer complicações potenciais ao seu prestador de serviços de saúde ou enfermeiro.

Para mais informações sobre como cuidar sua porta, consulte as instruções de “**Cuidado da porta implantada**” fornecida.