


Administração de nutrição enteral: Gravidade – somente uso de emergência



Consulte o folheto “Guia do paciente para nutrição enteral” para obter informações adicionais.

Essas informações não substituem o aconselhamento profissional. Siga as recomendações de seu médico, enfermeiro, farmacêutico ou nutricionista a respeito de sua terapia.



Fig. 1



Fig. 2




Fig. 3

A carga da bateria interna da sua bomba de alimentação enteral deve durar por 12-18 horas, dependendo da taxa e duração de sua alimentação.

Mantenha a bateria com carga total e economize-a sempre que possível. Em caso de queda de energia prolongada ou mau funcionamento da bomba, siga estas instruções para realizar a alimentação por gravidade. Sempre armazene o(s) conjunto(s) por gravidade no mesmo lugar em que você mantém seus suprimentos de emergência.

Utilize bolsas por gravidade se a energia acabar e você não for capaz de carregar sua bomba. Se você não tiver acesso a uma bolsa de alimentação por gravidade de emergência ou precisar de uma bolsa substituta, entre em contato com seu centro da Option Care Health.


Introdução

- Reúna sua fórmula e suprimentos, colocando-os em uma área de trabalho limpa.
- Lave bem as mãos com sabão e água morna por, pelo menos, **20 segundos** (se não tiver água e sabão disponíveis, use um desinfetante para mãos a base de álcool)
- Seque suas mãos com uma toalha limpa

Etapas da alimentação por gravidade de emergência

1. Lave sua sonda de alimentação lentamente com água, conforme as instruções. (Veja a Fig. 1)
2. Certifique-se de que a presilha deslizante no tubo da bolsa por gravidade esteja na posição “off” (desligado) ou para baixo.
3. Pendure a bolsa por gravidade no suporte para IV, abra a tampa e preencha com a quantidade de fórmula solicitada. (Veja a Fig. 2) Feche bem a tampa e remova a tampa plástica transparente da extremidade da tubulação. (Veja a Fig. 3)
4. Abra a presilha deslizante lentamente até a posição “on” (ligado) ou para cima e aperte o tubo, deixando a fórmula passar pelo tubo até chegar ao fim, depois feche novamente a presilha deslizante.
5. Conecte a extremidade da bolsa por gravidade à sua sonda de alimentação e abra lentamente a presilha deslizante até a posição “on” (ligado) ou para cima.

Administração de nutrição enteral: Gravidade – somente uso de emergência



6. Você pode controlar o fluxo de sua alimentação ajustando a posição da presilha deslizante para cima ou para baixo. (Veja a Fig. 4)
7. Ao terminar a alimentação, desconecte a bolsa de alimentação e use a seringa para lavar lentamente a sonda de alimentação com água conforme instruído.
8. Lave bem a bolsa por gravidade com água morna entre as alimentações. As bolsas por gravidade normalmente são descartadas após 24 horas.

Para pacientes pediátricos ou adultos com estado de consciência reduzido, é importante que o cuidador monitore atentamente a alimentação por gravidade para garantir que o fluxo da alimentação não seja muito rápido.

Ligue para seu enfermeiro ou médico caso tenha alguma dúvida ou preocupação



Sua equipe da Option Care Health está disponível em tempo integral para ajudar você

Para visualizar as instruções em vídeo e acessar recursos educacionais adicionais, acesse optioncarehealth.com/education.

As unidades da Option Care Health são credenciadas pela ACHC. Os números da HHA estão disponíveis para visualização em optioncarehealth.com.

©2021 Option Care Health, Inc. Todos os direitos reservados. 200CH11024